

CURASON

LIMPADOR DE FERIDAS
ULTRASSÔNICO



next
IMPLANTES

RIO DE JANEIRO - RJ 

CURASON

LIMPADOR DE FERIDAS
ULTRASSÔNICO

next
IMPLANTES
RIO DE JANEIRO - RJ

Como solicitar Curason

Indicações:

Todo tipo de ferida onde haja a necessidade de desbridamento.


Código TUSS Procedimentos atrelados:

30730031	Desbridamento cirúrgico de feridas ou extremidades
30101786	Sutura de extensos ferimentos com ou sem desbridamento lesões de pele e tecido celular subcutâneo
30101794	Sutura de pequenos ferimentos com ou sem desbridamento lesões de pele e tecido celular subcutâneo

O Curason é um desbridador de feridas com a combinação de abrasão mecânica e microlimpeza através do Ultrassom. Com um design especial, ele retira Biofilme de forma segura e eficaz.

Através de três mecanismos de ação (Macroabrasão, Microabrasão e Ultrassom), o Curason limpa a ferida de forma suave e vigorosa ao mesmo tempo.

Sem necessidade de limpeza das escovas, somente descartar as mesmas.



ANVISA: 81528789007

CURASON

LIMPADOR DE FERIDAS
ULTRASSÔNICO

next
IMPLANTES
RIO DE JANEIRO - RJ




O produto é composto por:

Cabeça de limpeza estéril de uso único (parte aplicada)

Dispositivo portátil reutilizável (cabo ultrassônico)

Carregador de tomada reutilizável



Graças aos seus três mecanismos de ação (macroabrasão, microabrasão e ultra-som), o curason limpa a ferida de forma suave e poderosa ao mesmo tempo.



Graças ao seu design especial, a operação de limpeza dos aparelhos não é necessária. Após o tratamento, a cabeça de limpeza é simplesmente descartada adequadamente.



next
IMPLANTES

RIO DE JANEIRO - RJ 

 **21 3253-2373**

 **21 3253-2374**

Rua Eng. Enaldo Cravo Peixoto, 105 – Salas 1003/1006 – Tijuca - Rio de Janeiro – RJ

 | nextRJ.com.br

 | [next.implantes](https://www.instagram.com/next.implantes)