

MATRIZ DE REGENERAÇÃO DÉRMICA

PELNAC™



next
IMPLANTES

RIO DE JANEIRO - RJ



GUNZE

MATRIZ DE REGENERAÇÃO DÉRMICA

PELNAC™



PELNAC é uma matriz de regeneração dérmica (MRD) composta por duas camadas:

- Uma esponja tridimensional de atelocolágeno derivada do tendão porcino;
- Uma película de silicone

A estrutura da Pelnac permite a infiltração de fibroblastos e também a angiogênese para a formação de um novo tecido (dermo equivalente).

1 Queimadura de terceiro grau (queimadura profunda);

2 Ferida traumática;



3 Defeito na pele após remoção de tumor ou nervo;

4 Local da extração do retalho cutâneo.

next
IMPLANTES

RIO DE JANEIRO - RJ 

MATRIZ DE REGENERAÇÃO DÉRMICA

PELNAC™




VANTAGENS

- Elevado índice de integração dos enxertos de pele secundário;
- Enxerto fino (espessura parcial) que reduz o dano nas áreas doadoras;
- Redução das contraturas da pele após o tratamento;
- Excelentes resultados estéticos.

INDICAÇÕES

- Queimaduras de segundo grau profundo e terceiro grau;
- Defeitos de pele de origem traumática;
- Defeito da pele após a remoção de tumores ou nevus;
- Área doadora de retalho de pele, entre outros.

PELNAC Fenestrado



DISPONIBILIDADE E REFERÊNCIAS

Tamanho	Dimensões (mm x mm)	Dimensões (cm ²)	Referência
3S	40 X 30	12	PN-D40030
SS	40 X 60	24	PN-D40060
S	82 X 60	49,2	PN-D82080
M	82 X 90	73,8	PN-D82090
L	82 X 120	98,4	PN-D82120
LL	120 X 240	288	PN-D120240
3L	200 X 240	450	PN-D200240

next
IMPLANTES


RIO DE JANEIRO - RJ

MATRIZ DE REGENERAÇÃO DÉRMICA
PELNACTM

Facilita a drenagem de exsudato, fornece flexibilidade para uma boa cobertura da lesão e permite o uso combinado com terapia por pressão negativa.

A esponja de colágeno PELNAC após hidratada, torna-se maleável e assegura um excelente contato com o leito da ferida, mesmo irregulares.

PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO



TRAUMA | Dorso da mão esquerda: paciente feminino, 53 anos de idade.



Após desbridamento da ferida com exposição tendinosa



Logo após aplicação do PELNAC



17 dias após aplicação do PELNAC




Após remoção do filme de silicone



Logo após aplicação de enxerto parcial de pele



4 meses após cirurgia. Boa aparência e coloração uniforme.



next
IMPLANTES

RIO DE JANEIRO - RJ 

 **21 3253-2373**

 **21 3253-2374**

Rua Eng. Enaldo Cravo Peixoto, 105 – Salas 1003/1006 – Tijuca - Rio de Janeiro – RJ

 | nextRJ.com.br

 | [next.implantes](https://www.instagram.com/next.implantes)